



EXAWIPES

BIONETTOYAGE DES SURFACES



Un large choix de couleurs pour les couvercles des seaux distributeurs Distri-Wipes permettant d'identifier :

- les produits désinfectants utilisés
- les différents services utilisateurs



Conditionnement EXAWIPES avec sachet en carton de 6 rouleaux

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
00-910EXA9006O	EXAWIPES O (6 × 90 chiffonnettes + dose DD Optisal)	carton de 6 rouleaux
00-910EXA9006S	EXAWIPES S (6 × 90 chiffonnettes sans dose DD)	carton de 6 rouleaux
00-910EXA9006C	EXAWIPES C (6 × 90 chiffonnettes + dose DD Cleanisept) – Contact alimentaire	carton de 6 rouleaux
00-245-0002	OPTISAL PLUS SACHET DE 20 ML	unité
00-204-00025	CLEANISEPT SACHET DE 25 ML	unité
TH-201-SDV-01	SEAU DISTRIBUTEUR THX COUVERCLE VERT	unité
TH-202-SDF-01	SEAU DISTRIBUTEUR THX COUVERCLE FUSHIA	unité
00-1159BC3	BÉCHER GRADUÉ 3000 ML	unité

Pour commander en ligne, rendez-vous sur notre site www.thxmedical.com

THX MEDICAL
ZAC Clapeloup/1, rue des roses
69280 Sainte-Consorce
Tél. + 33(0)4 78 87 17 99

www.thxmedical.com
info@thxmedical.com



01-2023 / EXAWIPES – FR / Crédits photos : AdobeStock – THX MEDICAL / Imprimé en France.



Système rechargeable de chiffonnettes à usage unique à imprégner de solution désinfectante pour tous types de surfaces et équipements médicaux.

LE GESTE QUALITÉ



PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS

Les infections nosocomiales sont un problème de santé publique majeur* pour les établissements de soins. Le risque varie selon le profil du patient, le niveau d'hygiène ou encore les soins pratiqués. Un grand nombre de ces cas pourraient être évités grâce à des mesures et moyens plus efficaces. Les sources de contaminations sont multiples, mais l'environnement reste l'une des causes principales de contamination. Ainsi, un nettoyage efficace des surfaces est primordial pour réduire les risques d'infection et maîtriser l'aéro-bio contamination.

*Environ 5% des patients (soit 750 000) qui séjournent dans un centre de soins contractent une infection au sein de l'établissement. Au-delà de l'intérêt du patient, la prévention des IAS permet l'économie de coûts directs et indirects considérables.

DANS CE CONTEXTE,
LE PREMIER GESTE
POUR UNE DÉSINFECTION
EFFICACE DES SURFACES
DANS TOUS LES SECTEURS
SENSIBLES :

LA SOLUTION



UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

Hydrophobe, la chiffonnette EXAWIPES restitue idéalement les liquides pour une meilleure désinfection de contact. Grâce au matériau non tissé, 100% polyester, qui ne se délite pas, la solution désinfectante est complètement restituée et offre un temps de contact optimum de celle-ci avec la surface. De grande dimension (32 × 30 cm), la chiffonnette EXAWIPES est plus épaisse et plus résistante que des lingettes classiques.

Une hygiène accrue

- Contrairement à la technique dite « des 2 seaux »
- Le seau distributeur EXAWIPES est parfaitement hermétique (pas de germes aéroportés).
 - La chiffonnette n'est jamais exposée à l'air libre.

- Contrairement à la technique dite « de spray » :
- La chiffonnette est généreusement pré-imbibée d'où une meilleure efficacité et un gain de temps très important.
 - Le poids de liquide par chiffonnette est le même de la première à la dernière et n'est donc pas « opérateur dépendant ».

EXAWIPES

UN CONCEPT INNOVANT
DE CHIFFONNETTES
PRÊTES À L'EMPLOI
POUR LE BIO NETTOYAGE
DES SURFACES.

UNE TRÈS GRANDE FACILITÉ ET FIABILITÉ D'UTILISATION

1 seau, 1 rouleau,
1 dose de désinfectant
On hydrate, c'est prêt !

Très pratique, EXAWIPES s'utilise avec les dosettes de détergent/désinfectant OPTISAL PLUS ou CLEANISEPT mais peut être utilisé également avec tous les désinfectants du marché. 2 litres de solution désinfectante pour 90 chiffonnettes, imbibées en 1 seule fois. Grâce au seau distributeur refermable, la solution désinfectante ne s'évapore pas.

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE

Moins de chiffonnette pour plus de surface désinfectée : 1 seule chiffonnette EXAWIPES permet de désinfecter jusqu'à 5 m² de surface.

Une consommation réduite de solution désinfectante : 2 litres de solutions pour 90 opérations de désinfection.

UN CONCEPT ÉCORESPONSABLE

La solution liquide préparée pour 90 chiffonnettes est entièrement absorbée

Pas de rejet de produits biocides dans les réseaux d'eaux usées. La solution préparée peut-être utilisée pendant 28 jours (avec certains désinfectants du marché, notamment CLEANISEPT/OPTISAL PLUS).

ADAPTÉ AUX ZONES À RISQUES

À L'HÔPITAL
Pour les services à haut risque : bloc opératoire / soins intensifs / dialyse / service d'urgence / chimiothérapie / salle d'examen...

EN CENTRES DE SOINS ET D'EXAMENS
Cabinet médical / cabinet dentaire / SSR / EHPAD...

DANS DES SECTEURS OÙ LE CONTRÔLE MICROBIOLOGIQUE EST PRIMORDIAL
Industries pharmaceutiques / industries agro-alimentaires / cantines / cuisines industrielles / crèches...

PRÉPARATION DU SYSTÈME EXA WIPES



Retirer le rouleau de chiffonnettes de l'emballage et l'insérer dans le système de distribution.



Hydrater le rouleau de chiffonnettes à l'aide d'un Bêcher avec 2 litres de solution prête à l'emploi.



Insérer la chiffonnette du centre du rouleau dans l'ouverture en étoile.



Renseigner l'étiquette de traçabilité jointe au rouleau et la coller sur le couvercle du seau.